

ANDUBALANCE®

Gewichtskontrolle. Körperformung.



hhp Home Health Products GmbH
Sophienstraße 15 - 17
76133 Karlsruhe
Germany

Kontakt

Tel. +49 (0) 72116143 - 0
Fax +49 (0) 72116143 - 99

Deutschland

Homepage: www.hhp.de
Email: info@hhp.de

International

Homepage: www.hhp-international.com
Email: info@hhp-international.com



Bildnachweis: www.fotolia.de, www.shutterstock.de, hhp

Auflage 01/2016

Add a smile to your life®



Add a smile to your life®





Seit jeher besteht unser Ehrgeiz darin, Menschen aktiv bei der gesundheitlichen Eigenfürsorge und dem Führen eines gesünderen Lebensstils zu helfen.

Das ANDUBALANCE® bildet die neueste Ergänzung in unserer Produktpalette. Seine Entwicklung und Konstruktion basiert auf der Andullations-Technologie, einem direkten Ergebnis signifikanter Fortschritte auf dem Gebiet der Biophysik.

Das ANDUBALANCE® repräsentiert eine innovative Produktgeneration. Die Vibrationen der Andullation wurden speziell kalibriert, um den Zellstoffwechsel zu stimulieren und Regenerationsprozesse in Gang zu setzen. Darüber können Mechanismen aktiviert werden, welche die Gewichtskontrolle sowie die Körperformung aktiv unterstützen - und dies auf nebenwirkungsfreier Weise. Das ANDUBALANCE® kann überall und jederzeit angewendet werden und passt sich somit dem individuellen Tagesablauf an.

Add a smile to your life 😊

“Ein Lächeln ist eine Kurve,
die alles gerade setzt” – Phyllis Diller

Starten Sie jeden Tag mit einem Lächeln – durch effektives Entwässern und Entschlacken

Flüssigkeitseinlagerungen beeinträchtigen viele Menschen in ihrem Alltag erheblich. Grund ist die Entstehung von Ödemen, welche vielerlei Ursachen haben kann. Das ANDUBALANCE® wurde speziell dafür entwickelt, die Symptome von Wassereinsparungen zu verringern. Die Andullations-Technologie generiert mechanische Vibrationen, welche das Lymphsystem sowie das venöse System stimulieren, wodurch dem Gewebe mehr überschüssige Flüssigkeit entzogen wird.

Kontrollieren Sie Ihr Körpergewicht durch natürliches Entwässern, ohne erneut Wasser einzulagern. Damit Sie wieder lächeln können. Ist die Umstellung einmal gelungen, fällt es meist leichter, weiter Gewicht zu verlieren. Die Schwierigkeit der Körperformung besteht eher darin, dass verlorene Kilos nach Stopp eines Ernährungs- oder Bewegungsplans nicht wieder zurück kommen. Das ANDUBALANCE® repräsentiert eine wichtige Entwicklung auf diesem Gebiet, weil es hilft, den "Jo-Jo-Effekt" zu vermeiden. Die Andullation regt den Stoffwechsel an, wodurch der Körper wichtige Nährstoffe in Folge leichter aufnehmen kann. Umgekehrt werden Abfallprodukte effizienter abgebaut, was die Gewichtsreduktion begünstigt. Durch die zusätzliche Stimulation der Verbrennungsaktivität bleibt nach Stopp eines Diätplans der "Jo-Jo-Effekt" aus.

Verringern Sie Cellulite und erlangen Sie einen strafferen Körper. Sie werden allen Grund zu einem Lächeln haben. Die Ursachen von Cellulite – auch bekannt als "Orangenhaut" – können (unter anderem) in Veränderungen des Stoffwechsels und der Physiologie, in zu strikter oder zu straffer Diätführung sowie hormonellen oder genetischen Faktoren liegen. Unglücklicherweise schlägt eine Vielzahl von Behandlungen bei Cellulite nicht an. Jedoch zeigen neueste Behandlungsmethoden bereits Erfolge. Dazu zählt die Andullations-Technologie, eine nebenwirkungsfreie Anwendungsform. Tatsächlich regt sie die Kollagenproduktion an, wodurch die Haut straffer und ebener aussieht.



Inhalt

- 7 Andulation - Die für das ANDUBALANCE® spezifischen biophysikalischen Wirkprinzipien
- 9 Anwendungsgebiete
- 11 Linderung peripherer Schwellungen
- 13 Kontrolle des Körpergewichts
- 15 Reduzierung von Zeichen des Alterns
- 17 Was unsere Kunden sagen
- 19 Wesentliche Produktdetails
- 21 Die Vorteile des ANDUBALANCE® im Überblick. Starke Partnerschaft.
- 23 Das Self-care-Prinzip



Andullation: das Herzstück des ANDUBALANCE®

Andullation ist die Kombination von mechanisch induzierten Vibrationen und Infrarotlicht. Sie kann entweder lokal oder auf den gesamten Körper angewendet werden. Das Infrarotlicht garantiert ein tiefes Durchdringen der Vibrationen. Diese einzigartige Technologie bildet das Herzstück des ANDUBALANCE® und wurde speziell kalibriert, um Wassereinlagerungen in den Gliedmaßen abzubauen und den Verlust von Körpergewicht auf natürliche Weise zu unterstützen. Die Vibrationen der Andullation sind stochastisch moduliert. Ihre Amplituden und Frequenzen wechseln alle fünf Sekunden, wodurch unser Körper sich nicht an den Effekt gewöhnen kann. Das garantiert eine konstante Wirksamkeit für eine langfristige Anwendungsmöglichkeit.

Die Andullation wurde in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Universitätskliniken und Ärzten entwickelt. Eine Patentanmeldung liegt vor. Die Wirksamkeit der Andullation wird durch unsere medizinischen Partner (Ärzte und Physiotherapeuten) in der täglichen Praxis bestätigt. Im Rahmen von wissenschaftlichen Studien wurde die Andullation untersucht und auf internationalen Fachkongressen vorgestellt. Die subjektiven Erfahrungsberichte zahlreicher Anwender unterstreichen diese wissenschaftlichen Untersuchungen. Ausführliche Informationen darüber bieten wir sowie die International Association of Andullation Therapy (IAAT) online.

[www.hhp.de/
andullation/wissenschaft](http://www.hhp.de/andullation/wissenschaft)
www.iaat.eu

ANDULLATION

Die für das ANDUBALANCE® spezifischen biophysikalischen Wirkprinzipien



Wirkprinzip 1: Energieproduktion in der Zelle

Je älter wir werden, desto weniger Energie wird in unseren Zellen produziert. Wir werden anfälliger für Beschwerden. Die Andullation erzeugt elektrische Mikroströme, welche die Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) anregen. Jedoch steigert die Andullation nicht nur die Menge an Energie in unseren Zellen, sondern erhöht ebenso die Kollagenproduktion aufgrund des sogenannten Piezoeffekts. Dieser Effekt ist wichtig für das Gewebe, da Kollagen das wichtigste Protein unseres Körpers darstellt. Quelle: Effect of andullation technology on cellular energy production. Brigitte König, MMD GmbH & Co. KG, Magdeburg, Germany.



Wirkprinzip 3: Anregung der Blutzirkulation

Viele Beschwerden stehen in Zusammenhang mit einer Mangeldurchblutung. Unser Blut sorgt dafür, dass unser Körper mit Nährstoffen versorgt wird. Ist die Blutzirkulation schlecht, ist dieser Prozess gestört und wir werden müde und krank. Der Blutfluss von gesundem und krankem Blut unterscheidet sich hierbei voneinander. Die Blutkörperchen von krankem Blut kleben zusammen und werden schrumpelig. Dadurch verlieren die Blutkörperchen Vitalität und transportieren zunehmend weniger Nährstoffe. Die Andullation setzt das Blut in Bewegung und löst die Blutkörperchen von einander ab. Somit wird das Blut flüssiger und die benötigten Nährstoffe werden wieder in größeren Mengen transportiert. Wir fühlen uns gesünder und lebendiger.

Quelle: Experimental approach of the effects of multidirectional vibrations (Andulations) on the microcirculation. Pastouret F., Lievens P., C. Department of Rehabilitation Research, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.



Wirkprinzip 5: Stimulation des Lymphflusses

Die Lymphe ist nicht nur integrativer Bestandteil des Immunsystems, sondern auch wesentlich an der Entsorgung von Stoffwechselendprodukten in all unseren Organen beteiligt. Die Andullation stimuliert den Lymphfluss und spielt damit eine wichtige Rolle hinsichtlich der Resorption von Wasser und Abfallprodukten. Quelle: Spectrophotometric determination of dye accumulation in the lymph nodes (...). Pastouret, F. et al. Presented at the 24th International Society of Lymphology, Rome, 16-20th September 2013



Anwendungsgebiete



Linderung peripherer Schwellungen

"Ich leide oft an geschwollenen Knöcheln und Händen. Seitdem ich das ANDUBALANCE® verwende, ist die Schwellung komplett verschwunden und ich kann meinen täglichen Aufgaben ohne Sorge nachgehen."

Francine Lambrechts



Kontrolle des Körpergewichts

"Das ANDUBALANCE® hilft nicht nur, Gewicht zu verlieren, sondern auch gegen den Jo-Jo-Effekt."

Manuella DaSilva



Reduzierung von Zeichen des Alterns

"Seit ich das ANDUBALANCE® nutze, fühlt sich meine Haut fester an. Ich fühle mich ein paar Jahre jünger. Es ist ein tolles Gefühl."

Caroline Van Hamme



Linderung peripherer Schwellungen

Bekämpfung der Symptome von Ödemen

- ✓ Reduzierung des Gefühls von Schwellungen
- ✓ Verbesserung der Beweglichkeit
- ✓ Steigerung des Wohlbefindens

Unterstützung des Abbaus peripherer Wassereinlagerungen an Beinen, Knöcheln, Händen, Füßen und Bauch.



Wassereinlagerungen reduzieren

Flüssigkeitseinlagerung tritt auf, wenn eine Ansammlung von Flüssigkeiten im Kreislaufsystem und/oder Körpergewebe entsteht und sich der Körper des überschüssigen Wassers nicht entledigen kann. Wenn Blut- und Lymphfluss unzureichend funktionieren, bleiben die überschüssigen Flüssigkeiten im Gewebe und verursachen Schwellungen. Wassereinlagerungen werden als "peripher" bezeichnet, wenn im Körper dadurch Schwellungen auftreten, insbesondere in den Beinen, Knöcheln, Händen, Füßen und am Bauch.

Das ANDUBALANCE® wurde speziell dafür entwickelt, die Symptome von peripheren Wasseransammlungen in den Gliedmaßen zu verringern. Dank den einzigartigen Merkmalen der Andulations-Technologie werden der Blut- sowie der Lymphfluss durch die mechanisch generierten Vibrationen angeregt.

Unser Lymphsystem besteht parallel neben unserem Blutkreislaufsystem und transportiert die Lymphflüssigkeit. Dieser Prozess ist unverzichtbar für die Versorgung, die Entgiftung als auch für die Regeneration des Gewebes. Ungleich dem Blutsystem, welches über das Herz das Blut in den Kreislauf pumpt, besitzt das Lymphsystem keine eigene Pumpe.

Die Andulation erhöht die Durchflussleistung des Lymphsystems, so dass bis zu zehnmals mehr Flüssigkeit abtransportiert werden kann als normalerweise. hhp veranlasste in diesem Bereich gezielte Forschung und fand heraus, dass die Ganzkörper-Vibrationen während der Andulations-Anwendung den Lymphfluss steigern und die Flüssigkeitsresorption aus dem Gewebe potenziell erleichtern.* Folglich bietet das ANDUBALANCE® eine Form der Lymphdrainage – weil es dem Lymphsystem hilft, überschüssige Flüssigkeit auf natürlichem und gesundem Wege abzu-transportieren und dies ohne die Einnahme von Medikamenten.

Die Andulations-Anwendung mit dem ANDUBALANCE® ist jedoch nur erfolgreich, wenn sie mit einem gesunden Lebensstil kombiniert wird. Einem Lebensstil, der ausgewogene Ernährung, das Trinken ausreichender Mengen Wasser, die Reduzierung von Salzaufnahme und das Vermeiden von Inaktivität beinhaltet.

* Quelle: Spectrophotometric determination of lymph node dye accumulation after short exposure to multidirectional vibrations (...). Department of Rehabilitation Research, Vrije Universiteit Brussel, Belgium.



Kontrolle des Körpergewichts

Entwässerung und Entschlackung

- ✓ Verbessert die Körperform
- ✓ Schränkt den "Jo-Jo-Effekt" ein
- ✓ Trägt zu einem festeren Körper bei

**Überschüssige Kilos auf natürliche Weise loswerden.
Risikoneutralisierung, verlorene Kilos wieder zurück zu gewinnen.**



Entwässern und Gewicht reduzieren

Einige Menschen folgen seit Jahren einem gesunden Ernährungsplan, finden es aber dennoch schwierig, Gewicht zu reduzieren und ihre Wunschfigur zu erreichen. Der Nahrungs-Stoffwechsel wird durch die Morphologie und altersbedingte Faktoren bestimmt – manchmal ist das eigentliche Problem nicht Fett, sondern Flüssigkeitseinlagerung. In diesem Fall kann es sehr schwierig sein, das Gewicht stabil zu halten.

Das ANDUBALANCE® ist einzigartig, denn es regt den Stoffwechsel an, was die Gewichtsreduktion vorteilhaft beeinflusst. Wichtige Nährstoffe können in unseren Körperzellen leichter aufgenommen und umgewandelt werden, Abfallprodukte werden effizienter abtransportiert – ein wichtiger Prozess der Entschlackung.

Die Andullations-Technologie ermöglicht diesen Prozess über die Aktivierung der Mitochondrien, den Energiefabriken in unseren Zellen. Durch die Mehrproduktion der zellulären Energie – dem sogenannten ATP – bekommt unser Stoffwechsel einen zusätzlichen Schub. Neben der erhöhten Stoffwechselrate werden Abfallstoffe effektiver abgebaut.



Den "Jo-Jo-Effekt" einschränken

Wenn Sie einen Diätplan nicht mehr oder weniger strikt verfolgen, baut der Körper gerne wieder Fettgewebe auf – sogar dort, wo Muskelgewebe zuvor abgebaut wurde. Das erklärt den „Jo-Jo-Effekt“. Oft kommt Körpergewicht, das zuvor verloren wurde, schnell wieder zurück.

Das ANDUBALANCE® kann eine bedeutende Rolle beim Neutralisieren dieses frustrierenden Effekts spielen, indem es dafür sorgt, dass unsere innere Verbrennungsaktivität stimuliert bleibt. Die tägliche Anwendung des ANDUBALANCE® sorgt dafür, dass die verlorenen Kilos nicht wieder zurück kommen – auch nach einer Diät.

Es ist grundlegend wichtig, die vielen Vorteile des ANDUBALANCE® mit entsprechender Ernährung und regelmäßiger Bewegung zu kombinieren. Für beste Resultate ist es ratsam, mit Hilfe eines professionellen Ernährungsberaters einen individuellen Ernährungsplan zu erstellen. Stellen Sie sicher, die guten Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten parallel zu regelmäßigen ANDUBALANCE®-Anwendungen fortzuführen – für eine langfristige Gewichtserhaltung.



Reduzierung von Zeichen des Alterns

Erhöhte Zellenergie und Kollagenproduktion

- ✓ Reduzierung von Cellulite und Straffung der Haut
- ✓ Abschwächung von Falten
- ✓ Verzögerung des Alterungsprozesses

Jünger fühlen. Jünger aussehen.



Cellulite abbauen und die Haut straffen

Periphere Ödeme sind kennzeichnend für Schwellungen in den Knöcheln, Füßen, Armen und Händen. Diese Schwellungen oder Flüssigkeitsansammlungen können die Haut gedehnt oder glänzend aussehen lassen. Eine weitere ärgerliche Konsequenz der Wiedereinlagerung von Wasser ist Cellulite. Ganz gleich wie hart Sie Sport treiben oder Diät führen, kann das Zurückgewinnen einer straffen Haut eine große Herausforderung darstellen.

Es ist gut belegt, dass die Stimulation der Kollagenproduktion einen effektiven Weg zur Erhaltung eines strafferen Körpers bietet. Kollagen ist ein Faserprotein, welches im Körper sehr markant agiert. In vielen menschlichen Geweben (Knochen, Knorpel, Muskeln) kooperiert Kollagen mit einem anderen Protein (genannt Elastin), welches unserem Gewebe Festigkeit und Straffheit verleiht. Deshalb ist Kollagen unerlässlich, um die Haut straff, fest, flexibel und jugendlich aussehen zu lassen. Die Schönheitsindustrie verwendet Kollagen seit langer Zeit zur Bekämpfung von Altersanzeichen.

Junge Menschen produzieren mehr Kollagen als ältere. Mit dem Älterwerden erleiden die Kollagenproteine in unserem Körper Schaden und ihre Produktion nimmt natürlich ab. Dieser Alterungsprozess begründet dünner werdende Haut, die Entstehung von Falten und brüchigem Haar.

Die Andulations-Technologie ist im ANDUBALANCE® von zentraler Bedeutung. Sie stimuliert durch unsere Hautrezeptoren indirekt die Mitochondrien, welche als winzige Energiefabriken das sogenannte ATP in unseren Zellen produzieren.* Die mechanischen Vibrationen der Andulation regen zu vermehrter Produktion dieser Energie an. Zellenergie ist für die Aufrechterhaltung all unserer Körperprozesse von grundlegender Wichtigkeit. Ein Körperprozess ist die Kollagenproduktion über den sogenannten Piezoelektrischen Effekt. Durch die von der Andulation generierten mechanischen Vibrationen verkleinern und vergrößern sich die Kollagenproteine, wobei kontinuierlich elektrische Mikroströme erzeugt werden. Hierdurch werden die Regenerationsfunktion sowie die Kollagenproduktion verstärkt. Es handelt sich um einen Schlüsseffekt der Andulation, weil die Kollagenproduktion zu 80 % von dem Piezoelektrischen Prozess abhängt.

So stimuliert und verbessert das ANDUBALANCE® die Produktion von Kollagen – unsere Haut sieht strahlender, jünger und geschmeidiger aus; Runzeln und Falten werden abgemildert.

*Quelle: Effect of andulation technology on cellular energy production, Brigitte König, MMD GmbH & Co. KG, Magdeburg, Germany.

Was unsere Kunden sagen



„Ich hatte in der Vergangenheit nie Ödeme. Nach meiner Operation begannen meine Füße und Knöchel anzuschwellen. Das war unerwartet und ärgerlich. Das ANDUBALANCE® half mir wirklich, die Situation unter Kontrolle zu halten.“

Julia Keller

Die persönliche Erfahrung der Ödem-Patientin Julia Keller

Im Jahr 2014 musste sich Julia Keller einer kleinen Operation unterziehen. Sie wurde am nächsten Tag aus dem Krankenhaus entlassen und obwohl die Operation erfolgreich war, begannen ihre Füße und Knöchel ein paar Tage daraufhin anzuschwellen. Im Laufe des darauf folgenden Jahres verschlechterte sich die Situation mit weiteren Schwellungen an ihren Händen. Dies erschwerte Julia Dinge zu greifen und anzuheben. Eine Freundin, die an einer akuten Wassereinlagerung litt, empfahl Julia das ANDUBALANCE®. Tägliche Andullations-Anwendungen zusammen mit regelmäßiger körperlicher Aktivität reduzierten die Schwellungen schrittweise, was Julia die Bewegung erleichterte.



„Ich habe buchstäblich alles ausprobiert, aber nichts war so effektiv wie das ANDUBALANCE®. Es hilft, mein Gewicht auf natürliche Weise zu kontrollieren.“

Anna Weber

Die persönliche Erfahrung von Anna Weber mit der Gewichtskontrolle

Erst nach der Geburt ihres ersten Kindes gewann Anna unerwartet an Gewicht dazu. Seither hatte sie eine Vielzahl von verschiedenen Schlankheits-Programmen ausprobiert, aber keines davon brachte ihr die erwarteten Ergebnisse. Daraufhin suchte Anna einen Ernährungsberater auf, der ihr einen individuellen Ernährungsplan und regelmäßige ANDUBALANCE®-Anwendungen empfahl. Ihre anfängliche Skepsis war groß bis sie bemerkte, dass sie das Gewicht, welches sie in der vorherigen Woche verlor, nicht wieder zurück erhielt. Anna hatte sich mittlerweile das ANDUBALANCE® angeschafft und ihr Idealgewicht mit Hilfe täglicher Andullations-Anwendungen beibehalten können.



„Cellulite ist mein Problemfeld. Ich hätte nie gedacht, dass eine Technologie helfen könnte, die Zeichen auf meiner Haut zu verringern. Es ist so, also ob man erst einmal einen Schalter im Kopf umlegen muss.“

Laura Schuster

Die persönliche Erfahrung von Laura Schuster mit dem Reduzieren von Cellulite

Bei Laura zeigte sich Cellulite vor ihrem 30. Lebensjahr: „Ich dachte, das sei etwas, was ältere Frauen bekommen.“ Sie lernte das ANDUBALANCE® bei einem hhp Aktions-Wochenende kennen, auf dem sie eingeladen wurde, das Produkt eine Woche lang bei sich zu Hause zu testen. Obwohl die Ergebnisse nicht sofort eintraten, bemerkte Laura nach einigen Wochen regelmäßiger Anwendungen mit dem ANDUBALANCE® das Abklingen ihrer Falten. Ihre Beharrlichkeit wurde weiter mit der schrittweisen Reduzierung ihrer Cellulite belohnt.



„Ein straffer Körper war für meine Karriere immer sehr wichtig gewesen. hhp hat mit diesem Produkt wirklich etwas Einzigartiges entwickelt und es hilft mir, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen.“

Lena Roth

Die persönliche Erfahrung von Lena Roth auf dem Weg zu einem strafferen Körper

Lena ist zweifache Mutter. Früher arbeitete sie nebenher als Model und achtete daher immer sehr auf ihre Figur. Auf Anraten einer Ernährungsberaterin verfolge Lena in den letzten Jahren eine strikte Diät. Sie wollte ihren Körper festigen, ohne Stunden im Fitnessstudio zu verbringen: „Die Aktivitäten meiner Kinder sind einfach zu zeitraubend.“ Lena war eine unserer ersten ANDUBALANCE®-Anwenderinnen. Regelmäßige Andullations-Durchgänge halfen ihr, die Haut an der Unterseite ihrer Oberarme zu straffen. Sie ist überzeugt, dass dadurch auch Zeichen des Alterns gemildert wurden, indem das Gewebe fester und die Haut jünger aussieht.

Wesentliche Produktdetails

Unsere Verpflichtung zu Qualität

Seitdem wir unser Unternehmen vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen haben, erzielten wir große Fortschritte bei der Weiterentwicklung unserer Technologie sowie bei der Erweiterung unserer rapide wachsenden Produktpalette um neue Funktionen und Komponenten. Während dieser Jahre war die Gewährleistung höchster Qualität schon immer von allergrößter Bedeutung für uns. Unsere lange Liste zufriedener Kunden und professioneller Partner unterstreicht dies.

Die höchstmöglichen Standards

Das ANDUBALANCE® ist ein zertifiziertes hochtechnisiertes Wellness-Produkt, welches den strengsten deutschen Sicherheits-, Verlässlichkeits- und Qualitätsnormen entspricht. Die Andulation® ist zum Patent angemeldet. Das ANDUBALANCE® ist unter der IR trademark number 0954220 registriert. Es bietet eine zweijährige Herstellergarantie.

Handgefertigt in Deutschland

Der beste Weg, um die Qualität unserer Produkte zu kontrollieren, ist diese selbst zu fertigen. Genau das tun wir bei hhp. Jedes ANDUBALANCE® wird von Hand zusammen gesetzt, bestehend aus hochwertigem Kunstleder, den besten auf dem Markt erhältlichen Motoren und modernster Verkabelung. Das ANDUBALANCE® wird exklusiv in Deutschland gefertigt, wo der komplette Produktionsprozess strengsten Qualitätskontrollen unterliegt. Dies ermöglicht uns, die höchsten Produktstandards konsequent zu gewährleisten.

Abmessungen (LxBxH):

Ausgelegt: circa 196cm x 75cm x 8.5cm

Gefaltet: circa 113cm x 75cm x 17.5cm

Gewicht: circa 19kg



1 Andullatoren – die Motoren des ANDUBALANCE®

Das ANDUBALANCE® ist ein ausgeklügeltes System. In seinem Inneren befinden sich "Andullatoren", jeder davon mit verschiedenen Amplituden und Frequenzen programmiert, die sich alle fünf Sekunden ändern. Da die Modulation der Frequenzen und Amplituden zufällig geschieht und nicht in einem festgelegten Muster, tritt hier kein Gewöhnungseffekt ein. Dies ermöglicht eine dauerhafte Effektivität der Anwendung.

2 Thermodynamische Heizelemente

Das Grundelement beinhaltet zwei Infrarot-Elemente zum Aufwärmen und Entspannen des Rückens und der Beine. Der Wärme-Effekt produziert eine wohlthuende und entspannende Wärme dort, wo es anatomisch sinnvoll ist und sorgt dafür, dass die Vibrationen tiefer durchdringen können.

3 Grundelement-Matratze

Die ANDUBALANCE®-Matratze ist einfach zusammenfalt- und transportierbar. Sie können sie überall verwenden, indem sie das ANDUBALANCE® auf ein Bett oder eine andere flache Oberfläche platzieren.

4 Infrarot-Nackenkissen

Das Heiz-Kissen sorgt für eine optimale Position des Nackens während den Andulations-Anwendung und ist mit einem Infrarotlicht ausgestattet.

5 Belt Andullator

Der Belt Andullator intensiviert die Impulse an Bauch sowie Torso und ist ein wichtiger Zusatz für all jene, die ihr Gewicht durch Entwässern an diesen Stellen kontrollieren wollen.

6 Premium Untergestell (optionales Zubehör)

Die sechs Edelstahlbeine des speziell angepassten Grundrahmens ermöglichen ein komfortables Aufbauen des ANDUBALANCE® und gewähren optimale Stabilität.

7 Handbedienung

Die Handbedienung ermöglicht Ihnen die Personalisierung von Einstellungen wie etwa die Dauer des gewünschten Programmes. Damit passt sich die Anwendung Ihren Bedürfnissen und der Empfehlung Ihres Gesundheits-Coaches an. Die Intensitätsstufen der Andullatoren und der Infrarot-Elemente sind voreingestellt, können aber innerhalb jeden Programmes separat eingestellt werden. Zehn Wellness-Programme stehen zur Auswahl.

Zwei der beliebtesten Programme des ANDUBALANCE®:

Programm 8:

Aktiviert den Stoffwechsel und setzt Körperflüssigkeiten in Bewegung. Ideal zur Reduzierung von Schwellungen bei peripherer Wasseransammlung.

Programm 9:

Der Fokus liegt auf dem Bauchfett. Der Belt Andullator wird fest angezogen – für einen flachen Bauch und eine schmale Figur.



Die Vorteile des ANDUBALANCE® im Überblick

- ✓ Ermöglicht die effektive Reduzierung von Wassereinlagerungen
- ✓ Erlaubt optimale Körperformung über gesteigerte Verbrennungsaktivität und Gewichtsreduktion
- ✓ Hilft, den "Jo-Jo-Effekt" einzudämmen
- ✓ Strafft Haut und reduziert Cellulite
- ✓ Sichert die natürliche Entschlackung von Abfallprodukten über das Lymphsystem
- ✓ Setzt Mechanismen für ein jüngeres Aussehen durch vermehrte Kollagenproduktion in Gang

Starke Partnerschaft



International Association for Andullation® Technology

Wir forschen für Ihre Gesundheit

Die International Association for Andullation® Technology (IAAT) verfolgt ab sofort die Mission der European Association for Andullation® Technology (EAAT). Die IAAT hat das Ziel, die Andullations-Therapie als ergänzende Behandlungsmethode zu traditionellen Therapieformen zu etablieren.

Primär veröffentlicht die IAAT wissenschaftliche Forschungsergebnisse in Bezug auf die Andullation. Dies beinhaltet die Unterstützung und Koordination externer Forschungsprojekte als auch die Durchführung internationaler Studien. Die IAAT überwacht die laufende Forschung über ein internationales Netzwerk unabhängiger Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete. Sie schafft Bedingungen für eine vorvoreingenommene und kontinuierliche Optimierung der Therapiemöglichkeiten. Die IAAT fördert die Aus- und Weiterbildung von Therapeuten und Fachleuten im Gesundheitswesen hinsichtlich der Anwendung der Andullation in Kombination mit anderen Behandlungen.

www.iaat.eu

Profunde Ergebnisse auf dem Gebiet der Biophysik

Das ANDUBALANCE® besitzt mit der Andullation eine wahrlich innovative und einzigartige Technologie, die auf Basis wegweisender Forschung im Bereich der Biophysik geschaffen wurde. Obwohl diese Technologie entwickelt wurde, um von den Vorteilen des Self-care-Prinzips zu profitieren, ist es wichtig zu bemerken, dass das ANDUBALANCE® keine Krankheiten heilen sowie keine definitive Lösung zu den vielen Arten von Wassereinlagerungen darstellen kann - insbesondere bei bestimmten Formen von Ödemen ist der Rat eines medizinischen Fachmanns unerlässlich.

Basierend auf Studien über die Wirkprinzipien der Andullation, beispielsweise auf dem Gebiet der Lymphzirkulation*, geben die Forschungsergebnisse eindeutigen Beweis für die positive Wirkung der Andullation: die Reduzierung von Wasseransammlungen und diesbezüglich die unterstützende Einflussnahme bei der Gewichtskontrolle. Unsere Ergebnisse stammen aus der wissenschaftlichen Forschung - Wunder können und wollen wir nicht versprechen. Um bestmöglich von den Vorteilen der Andullation zu profitieren, ist eine langfristige und regelmäßige Anwendung zusammen mit professioneller Unterstützung unerlässlich.

* Spectrophotometric determination of lymph node dye accumulation after short exposure to multidirectional vibrations (Andullation) and local massage in mice - Department of Rehabilitation Research, Vrije Universiteit Brussel, Belgium



Das Self-care-Prinzip

Eine vorausschauende Sichtweise auf das Thema Gesundheit

Die Lebenserwartung stieg in den letzten Jahrzehnten deutlich an. Das ist erst einmal eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings gehen damit auch negative Seiten einher: das noch nie dagewesene Altern der Bevölkerung bedeutet zugleich einen Anstieg leichter Behinderungen, lebensstilbedingter Krankheiten und chronischer Beschwerden. Das stellt eine zusätzliche Herausforderung für unser Gesundheitssystem dar und wird sich auf lange Sicht wohl als "nicht zu bewältigen" herausstellen.

hhp wurde gegründet, um innovative Lösungen für dieses wichtige gesellschaftliche Thema anzubieten. Wir glauben, dass die Tage vorbei sind, als wir Bürger schlicht passive Empfänger des Gesundheitswesens waren. In unserer Vision spielen wir alle eine aktivere Rolle bei der Sorge um unsere eigene Gesundheit – über die tägliche Wahl von Bewegung, Ernährung und Selbstmedikation.

Das Self-care-Konzept gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefördert. Neun von zehn Verbrauchern betrachten es als einen wichtigen Teil der Prävention und der Behandlung von leichten und chronischen Beschwerden sowie Krankheiten.



Die Wichtigkeit von Self-care in Europäischen Regionen (in %)

Quelle: The Epossi Barometer - Consumer Perceptions of Self-care in Europe. Quantitative Study 2013

Als Self-care-Unternehmen glauben wir, dass es wichtig ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern und so neue Motivation und Zuversicht zu geben. Dies wollen wir erreichen, indem wir Hilfsmittel aus dem Self-care-Bereich zur Verfügung stellen.

Wir arbeiten eng mit Physiotherapeuten, Allgemeinmedizinern und anderen medizinischen Fachleuten zusammen. Das Ziel ist, die nötigen Informationen und innovativen Produkte bereit zu stellen, um das Prinzip des Self-care in der Praxis zu verwirklichen. Kurz gesagt: wir möchten zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil ermutigen.

Das Herzstück all unserer Produkte bildet unsere eigenentwickelte Andulations-Technologie. Andullation ist ein direktes Entwicklungsergebnis bemerkenswerter Fortschritte auf dem Gebiet der Biophysik. Erkenntnisse dieser Wissenschaft kommen zunehmend in unserem Alltag zu tragen. Hier setzen wir an und machen diese Technologie für jeden zugänglich, um ein Lächeln zurück in das Leben der Menschen zu bringen.